

Ladda ned och logga in i glooko-app

Gör nedanstående inställningar för att dela blodsockervärden med diabetesmottagningen

ProConnect-kod: skellvuxVid problem, kontakta glooko support

1. Lägg till vårdteam
Tryck här om du vill lägga till ProConnect-koden för ditt vårdteam för att dela dina data med dem.

Dagliglogg
Tryck här om du vill visa dagliga historiska data, till exempel: blodglukosvärden, insulindoser, måltidsposter, träningsdata med mera.

Kom i gång*
Slutför registreringsmålen genom att trycka på varje kort och följa instruktionerna på skärmen. När alla mål har slutförts visas inte det här avsnittet igen.

**Registreringsmålen kan variera beroende på kontotyp och lands-/språkinställningar.*

Lägg till
Tryck här om du vill göra manuella inmatningar, till exempel: A1C, Blodtryck, Träning, Mat, Insulin, Läkemedel, Anteckning och Vikt.

Konto
Tryck här för att hitta följande menyalternativ: Profil, Enheter, Inställningar, Dela rapport, Påminnelser, Beställ maskinvara för synkronisering, Om och Hjälp.

2. Enheter
Tryck här för att lägga till och synkronisera dina diabetesenheter.

Diagram och grafer
Tryck här om du vill visa diagram och grafer.

CGM, Insulin, Träning och Mat.
Om data finns från de senaste två veckorna visas en kort sammanfattning här för dessa datatyper.

Veckoöversikt
Tryck här om du vill se en veckoöversikt, inklusive: tid inom intervall/vecka, genomsnittligt blodglukos/vecka, genomsnittligt insulin/dag.

<https://support.glooko.com/hc/sv>
Tel 031-726 88 88 Må-fre 08.00-17.00
help@glooko.com

Tips!
Spara dina lösenord i mobilens nyckelring eller google lösenordshantering